


Pullup Box

AP-U165

本ユニットはオープンコレクタ形式の出力に対して、+5V のプルアップ電圧を提供します。
Polymate 以外の Pullup 機能の無い装置に対して、押しボタンスイッチなどを接続する時に使用できます。

● 使用例 1 : 押しボタンスイッチ AP-C354-015: ノーマルクローズタイプ (オプション)



● 使用例 2 : 無線トリガユニット 受信機: AP-U052 (オプション)



仕様	
電源	バッテリー (CR2032 × 1個)
サイズ	H12 × W35 × D75mm
付属品	CR2032 2個
連続使用時間	約100時間 (連続通電時)

* ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。

* 本カタログの記載内容は 2018 年 9 月現在のものです。本内容を予告なく変更する場合があります。

 株式会社 ミユキ技研

本 社 〒113-0033 文京区本郷3丁目18番14号 本郷ダイヤビル6階
TEL. 03(3818)8631 FAX.03(3818)8632
西日本営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館3F
TEL : 06(6350)0775

<http://www.miyuki-net.co.jp/>