

3軸加速度センサユニット

AP-U166

本製品は3軸加速度センサで、アダプタ（電池内蔵）と組み合わせて使用しX、Y、Zのアナログ電圧が出力されます。ポリメイト等の外部入力へ接続して使用できます。小型軽量で被験者に負担を感じさせません。



<構成>

加速度センサ AP-C355	1個
加速度アダプタ AP-U164	1個
コイン電池	1個

<オプション>

Polymate用	: 外部接続コード AP-C048-015 (3.5φ-3.5φ。コード長 1.5m)
PolymateMini用	: AP108EXT 変換コード AP-C044 (コード長 15cm)

<仕様>

検出範囲	±20G (±200m/sec ²)
・検出感度	65±10% mV/G
・応答周波数	0.8~1000Hz
・非直線性	±2%
・センサコード長	約2m
・動作温度	+5~40°C

寸法・質量

・3軸加速度センサ	: 約 H12×W25×D13mm、約38g
・加速度アダプタ	: 約 H12×W45×D90mm、約38g
電源	: コイン電池 CR2032×1
連続使用時間	: 約4時間

※本カタログの記載内容は2019年1月現在のものです。本内容を予告なく変更する場合があります。

 株式会社 ミユキ技研

本社 〒113-0033 文京区本郷3丁目18番14号 本郷ダイヤビル6階
TEL. 03(3818)8631 FAX.03(3818)8632
西日本営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館3F
TEL: 06(6350)0775

<http://www.miyuki-net.co.jp/>