



げっ歯類向けロボット式ニューロナビゲーション

Brainsight<sup>®</sup>

Vet

## Microsurgical Robot




マーモセットをはじめラット、マウスなどのげっ歯類向けロボット式ニューロナビゲーションシステムです。

Brainsightのソフトと連動しオペ用ツールの校正、ドリルによる穴空け、ターゲットに対するニードルの刺入等最高精度0.05mmでロボットが支援します。

# ePhys Testing Equipment

## MRI Chair



立てて実験



寝かせて撮影



マウモセット用  
製作中



車輪付きなのでレールを滑らせてMRIに簡単挿入

**\*MRIメーカーに合わせてカスタマイズ可**

## ePhys Chair



マウモセット用

## MRI Chair/ePhys Chairの特長



身体に合わせて  
椅子の高さ調整可能



MRI用車輪




排泄受け皿

**\*ユーザのご要望に合わせてカスタマイズ可**

\*本装置は治療、診断、予防等の臨床用として使用することは出来ません。  
\*本カタログの記載内容は2018年10月現在のものです。本内容は予告なく変更する場合があります。

開発製造元 Rogue Research社 (カナダ)

輸入販売元

 株式会社 ミユキ技研

本社 〒113-0033 文京区本郷3丁目18番14号 本郷ダイヤビル6階  
TEL. 03(3818)8631 FAX.03(3818)8632

西日本営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館3F  
TEL : 06(6350)0775

<http://www.miyuki-net.co.jp/>