



ダイメディックス 呼吸ピックアップP(PVDF式)/呼吸ピックアップII P(PVDF式)

Dymedix Perfect Fit™

米国睡眠医学会（AASM）基準に準拠した信頼性のある呼吸センサベルト



ADVANCING the SCIENCE of SLEEP™



特長


- ・ 小さな変化にも正確に反応する PVDF フィルムを採用しています。
- ・ 成人用及び小児用の2種類を用意しています。
- ・ 簡単に取付けが可能です。
- ・ ベルトがずれにくく、簡単に再調整、位置合わせが可能です。
- ・ 長期間使用でき、洗濯機も使用できるストラップです。
- ・ 睡眠ポリグラフ装置に直接接続可能です。（機器によっては変換ケーブルが必要です）

製品一覧

品名	型式	内容	
胸部センサⅡDIN (成人用)	11-42300-0601	成人用の胸部センサ (DIN コネクタ)	出力電圧: 3~5 mV p-p
胸部センサⅡAlice5DIN (成人用)	11-42303-0601	成人用の Alice5 用胸部センサ (DIN コネクタ)	出力電圧: 9~15 mV p-p
胸部センサⅡDIN (小児用)	11-22300-0301	小児用の胸部センサ (DIN コネクタ)	出力電圧: 1.5~5 mV p-p
胸部センサⅡAlice5DIN (小児用)	11-22303-0301	小児用の Alice5 用胸部センサ (DIN コネクタ)	出力電圧: 4.5~15 mV p-p
腹部センサⅡDIN (成人用)	11-42400-0601	成人用の腹部センサ (DIN コネクタ)	出力電圧: 3~5 mV p-p
腹部センサⅡAlice5DIN (成人用)	11-42403-0601	成人用の Alice5 用腹部センサ (DIN コネクタ)	出力電圧: 9~15 mV p-p
腹部センサⅡDIN (小児用)	11-22400-0301	小児用の腹部センサ (DIN コネクタ)	出力電圧: 1.5~5 mV p-p
腹部センサⅡAlice5DIN (小児用)	11-22403-0301	小児用の Alice5 用腹部センサ (DIN コネクタ)	出力電圧: 4.5~15 mV p-p
45インチストラップⅡ (成人用)	11-43300-4502	成人用 2本/組	
60インチストラップⅡ (成人用)	11-43300-6002	成人用 2本/組	
75インチストラップⅡ (成人用)	11-43300-7502	成人用 2本/組	
15インチストラップⅡ (小児用)	11-23300-1502	小児用 2本/組	
25インチストラップⅡ (小児用)	11-23300-2502	小児用 2本/組	
35インチストラップⅡ (小児用)	11-23300-3502	小児用 2本/組	
呼吸ピックアップⅡキット DIN (成人用)	18-14210-0602	・胸部センサⅡ DIN (成人用) × 1 ・腹部センサⅡ DIN (成人用) × 1	・45インチストラップⅡ (成人用) × 1組 ・60インチストラップⅡ (成人用) × 1組
呼吸ピックアップⅡキット Alice5DIN (成人用)	18-14211-0602	・胸部センサⅡ Alice5DIN (成人用) × 1 ・腹部センサⅡ Alice5DIN (成人用) × 1	・45インチストラップⅡ (成人用) × 1組 ・60インチストラップⅡ (成人用) × 1組
呼吸ピックアップⅡキット DIN (小児用)	18-12210-0302	・胸部センサⅡ DIN (小児用) × 1 ・腹部センサⅡ DIN (小児用) × 1	・15インチストラップⅡ (小児用) × 1組 ・25インチストラップⅡ (小児用) × 1組 ・35インチストラップⅡ (小児用) × 1組
呼吸ピックアップⅡキット Alice5DIN (小児用)	18-12211-0302	・胸部センサⅡ Alice5DIN (小児用) × 1 ・腹部センサⅡ Alice5DIN (小児用) × 1	・15インチストラップⅡ (小児用) × 1組 ・25インチストラップⅡ (小児用) × 1組 ・35インチストラップⅡ (小児用) × 1組
呼吸ピックアップキット DIN (SUM 付)	18-14201-0602	・胸部センサ × 1 ・腹部センサ × 1	・45インチストラップ × 1組 ・アダプタケーブル DIN (SUM 付き) 出力電圧: 1 mV p-p

※各センサの出力電圧は公称値です。実際の測定環境により異なります。

胸部センサⅡ (成人用)



45インチストラップⅡ (成人用)

腹部センサⅡ Alice5DIN (成人用)



開発元 Dymedix Diagnostics, Inc. (米国)

製造業者 Pepin Manufacturing, Inc. (米国)

呼吸ピックアップ P (PVDF 式) 届出番号: 13B2X00025000059

呼吸ピックアップⅡ P (PVDF 式) 届出番号: 13B2X00025000060

※本カタログの記載内容は 2015 年 2 月現在のものです。本内容を予告なく変更する場合があります。

製造販売業者

 株式会社 ミユキ技研

本社

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目18番14号
本郷ダイヤビル 6階
TEL. 03(3818)8631 FAX.03(3818)8632
<http://www.miyuki-net.co.jp/>