


TAFF24 to MAT ファイル変換用 MATLAB API MG70-003

MP6000/6100のTAFF24形式ファイル をMATLABファイルに変換

MP6000/6100で収録されたTAFF24形式ファイルを、MATLAB形式ファイル(.mat)に変換する関数で、簡単な操作で変換が可能です。

*PSG共通フォーマットは変換できません。



<構成>

- 1) POLYMATE_TAFF24read.m (M ファイル)
- 2) POLYMATE_TAFF24.out (サンプルファイル)
- 3) 取扱説明書 (PDF ファイル)
- 4) サンプルデータ

動作環境 : Windows10 : MATLAB 2018a
macOS Sierra : MATLAB 2018a

※ ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。

※ 本カタログの記載内容は2018年4月現在のものです。本内容を予告なく変更する場合があります。

 株式会社 ミユキ技研

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目18番14号
本郷ダイヤビル 6 階
TEL. 03(3818)8631 FAX.03(3818)8632
<http://www.miyuki-net.co.jp/>