

(非観血連続血圧測定：アナログ出力)

<概要>

CNAP モニター装置に g.CNAPadapter を接続する事により、連続の非観血血圧波形をアナログ信号で得ることができます。



<g.CNAPadapter 仕様>

- ・ 出力電圧 : 1mV/mmHg
- ・ 電源 : 9V (0 0 6 P)

製造元：g.tec medical engineering GmbH 社製

※本カタログは 2013 年 2 月現在のものです。内容は予告なく変更する場合があります。MQS-07-89(改 00) 第 1 版

輸入販売元

 株式会社 ミユキ技研

本社 〒113-0033 文京区本郷 3 丁目 18 番 14 号
本郷ダイヤビル 6 階

TEL. 03(3818)8631 FAX.03(3818)8632

<http://www.miyuki-net.co.jp/>