

<概要>

本センサは体表面温度を計測し、アナログ出力します。
デジタル出力でないため、外部入力端子のあるアンプ等に接続して、ご利用頂けます。



<仕様>

- ・使用タイプ : 皮膚温度測定
- ・測定範囲 : 20℃～45℃
- ・精度 : 0.2℃
- ・出力 : 8mV/℃
- ・出力範囲 : 0～200mV
- ・電源 : 9V (006P)

製造元 : g.tec medical engineering GmbH 社製

※本カタログは2013年2月現在のものです。内容は予告なく変更する場合があります。MQS-07-93(改00) 第1版

輸入販売元



株式会社 ミユキ技研

本社 〒113-0033 文京区本郷3丁目18番14号
本郷ダイヤビル6階

TEL. 03(3818)8631 FAX.03(3818)8632

<http://www.miyuki-net.co.jp/>