

体位センサ

AP-C033



“3軸加速度センサ式”

睡眠評価装置や脳波計等に接続して、被検者の体位を測定します。
被検者の衣服の上または体表面に装着して、3軸加速度センサにて体位を感知し、それぞれの体位に応じた電位を出力します。

- 電池交換式: 長期の使用が可能
- 3軸加速度センサ使用: ボール式より耐久性に優れています。
- 呼吸ベルトに装着して使用

仕様	
品名	体位センサ
形式	AP-C033
方式	3軸加速度センサ
コネクタ	φ 3.5mm モノラルプラグ
ケーブル長	約2m
電池寿命	約385時間(使用時間)
付属品	ボタン電池CR2032 2個
出力信号	立位 0V±0.1V/右位0.78V±10%/左位 0.19V±10%/ 仰臥位 0.41V±10%/伏臥位 0.62V±10%/
届出番号	13B2X00025000067
クラス	I、一般医療機器
一般的名称	睡眠評価用センサ

*本製品は、(社)日本睡眠総合健診協会 末永 和栄 先生のご指導により企画し、作成しました。

※ ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。

※本カタログの記載内容は 2019 年 8 月現在のもので、本内容を予告なく変更する場合があります。

製造販売元

 株式会社 ミユキ技研

本 社 〒113-0033 文京区本郷3丁目18番14号 本郷ダイヤビル6階
TEL. 03(3818)8631 FAX.03(3818)8632
西日本営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館3F
TEL : 06(6350)0775

<http://www.miyuki-net.co.jp/>