

DC 呼吸センサ

DC 呼吸センサセット

AP-C034-013(S) : AP-C034-020(S)

空気圧式の DC 呼吸センサ。

DC～10Hz の特性で、無呼吸、深さ、速さなどの観察が可能。

今までなかった呼吸波形モニタを可能にします。

AP-C034-***(S)は、空気圧式呼吸センサセットです。

胸腹部に巻いた呼吸センサは、呼吸運動により生じた圧力変化を、アダプタ内のひずみゲージ式圧力センサで電圧信号に変換し、出力します。

直流からの測定が可能で、ゼロ調整機能によりピックアップを装着した状態を初期状態(ゼロ)として計測できます。センサ部分(ジャバラ)は、長さ約 22cm 22φと小型になっています。

