


汎用アクティブ電極変換ボックス AP-U053

Polymate 用アクティブ電極を使用するための 変換ユニット

DINコネクタ型のPassive電極が入力できるヘッドボックスに、Polymate用アクティブ生体電極を使う場合の変換ボックスです。



仕様

- 使用可能電極タイプ : Polymate 用アクティブ電極 (AP216、AP2516 用は不可)
- 入力 : ACT 電極入力 33ch E (DIN) 入力 1ch
- 電源 : 内蔵電池 (単 3 × 4 外部入力有り)
- 連続動作時間 (目安)
約40時間: ニッケル水素電池 (BK-3HLC/4B 2500mAh) 満充 (注2)
- 寸法 : 約 H47 × W74 × D145mm 質量 約240g (電池含まず)
- 構成 : 本体 AP-U053 1台
出力ケーブル AP-C071-050 (50cm) 1本 (注3)
- オプション : 外部電池ボックス AP-U044 (単 3 型電池が 4 本 × 2 個装填)

(注1) 本ヘッドボックスを使用した場合は、電極抵抗測定は出来ません。

(注2) 使用環境、条件、電池使用回数等により連続動作時間は変動します。

(注3) 電極は別売になります。

詳細は営業担当に、ご確認ください。

本カタログの記載内容は 2016 年 2 月現在のものです。本内容は予告無く変更する場合があります。

 株式会社 ミユキ技研

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目18番14号
本郷ダイヤビル 6階
TEL. 03(3818)8631 FAX. 03(3818)8632
<http://www.miyuki-net.co.jp/>