

# 脈波アダプタ

## AP-U163 (A)

脈波センサAP-030 (A) を、脈波専用端子がない機器に  
接続するための中継アダプタです



単4形電池 2本使用  
接続ケーブル別途必要

### 組合せ品

脈波センサAP-030 (A)



センサの受光素子に赤外光の影響を低減する  
補正機能を採用している為  
従来型よりも明るい環境での計測に適しています。

専用端子のある機種 (1カ所計測ならアダプタ不要)  
ポリメイトV AP5148  
ポリメイトプロ MP6000

※測定環境によっては遮光テープが必要になる場合があります

ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。  
本カタログの掲載内容は2024年8月現在のものです。本内容は予告なく変更する場合があります。

製造販売業者



株式会社 ミユキ技研

本社 〒113-0033 文京区本郷3丁目18番14 本郷ダイヤビル6階  
TEL:03-3818-8631 FAX:03-3818-8632

<https://www.miyuki-net.co.jp/>

MSQ-07-117(改07)