

magstim 磁気刺激装置用 刺激コイル

magstim 社製 磁気刺激装置（マグスティム 200 スクエア/マグスティム ラピッドスクエア）用の刺激コイルです。

刺激部位や刺激方法、刺激プロトコル、刺激強度等に対応するためにさまざまなコイルをラインアップしております。



刺激コイル一覧

90mm 円形コイル



90mm円形リモートコイル

品番：3192-00

200 スクエア/ラピッドスクエア

固定金具：E



90mm円形スタンダードコイル

品番：3193-00

200 スクエア/ラピッドスクエア

固定金具：E

70mm ダブルコイル



70mmダブルリモートコイル

品番：3190-00

200 スクエア/ラピッドスクエア

固定金具：E



70mmダブルⅡコイル

品番：4102-00

200 スクエア/ラピッドスクエア

固定金具：C



70mmダブルアルファコイル

品番：4150-00

200 スクエア/ラピッドスクエア

固定金具：C

ダブルコーンコイル



110mm ダブルコーンコイル

品番：4610-00

200 スクエア/ラピッドスクエア

固定金具：C

ダブルアルファコーテッドコイル



70mmダブルアルファコーテッドコイル

品番：4170-00

200 スクエア/ラピッドスクエア

固定金具：C



60mmダブルアルファコーテッドコイル

品番：4190-00

200 スクエア/ラピッドスクエア

固定金具：C



50mmダブルアルファコーテッドコイル

品番：4186-00

200 スクエア/ラピッドスクエア

固定金具：C



40mmダブルアルファコーテッドコイル

品番：4180-00

200 スクエア/ラピッドスクエア

固定金具：C

ダブルアルファコーテッド BI コイル



70mmダブルアルファコーテッド BI コイル

品番：4510-00

200 スクエア/ラピッドスクエア

固定金具：C



60mmダブルアルファコーテッド BI コイル

品番：4189-00

200 スクエア/ラピッドスクエア

固定金具：C



50mmダブルアルファコーテッド BI コイル

品番：4185-00

200 スクエア/ラピッドスクエア

固定金具：C



40mmアルファコーテッド BI コイル

品番：4179-00

200 スクエア/ラピッドスクエア

固定金具：C

空冷式コイル



70mmダブルエアーフィルムコイル

品番：3910-00

ラピッドスクエア

固定金具：専用



70mmダブルエアークールドコイル

品番：3530-00

ラピッドスクエア

固定金具：B



70mmダブルⅡエアークールドコイル

品番：4556-00

ラピッドスクエア

固定金具：A

空冷式コイルセット



70mmダブルエアークールドコイルセット

品番：MS20-023

- ・70mmダブルエアークールドコイル
- ・スタンド (Manfrotto 製)
- ・空冷装置

品番：4900-00

スタンドがコイルスタンドⅢタイプ



70mmダブルエアーフィルムコイルセット

品番：4858-00

- ・70mmダブルエアーフィルムコイル
 - ・エアーフィルムコイルスタンドⅡ
-



70mmダブルⅡエアークールドコイルセット

品番：MS20-026

- ・70mmダブルⅡエアークールドコイル
 - ・コイルスタンドⅢ (フットスイッチ付)
 - ・空冷装置
-

シャムコイル



70mmダブルアルファシャムコイル

品番：4334-00

ラピッドスクエア

固定金具：C



70mmダブルエアフィルムシャムコイル

品番：3950-00

ラピッドスクエア

固定金具：専用



70mmダブルIIエアークールドシャムコイル

品番：4640-00

ラピッドスクエア

固定金具：A

スタンド類



スタンド

品番：MS50-001

スタンド+固定金具（A～E 選択）

品番：MS50-028

スタンド+汎用固定金具（万カタイプ）



エアフィルムコイルスタンドII

品番：4735-00

70mmダブルエアフィルムコイル 3910-00

専用



コイルスタンドⅢ

品番：4935-00

コイル固定金具（A～E 選択）

アクセサリ

固定金具



コイル固定金具 A

品番：MS50-006

直径：φ50mm



コイル固定金具 B

品番：MS50-007

直径：φ36mm



コイル固定金具 C

品番：MS50-008

直径：φ31mm



コイル固定金具 D

品番：MS50-009

横縦：角 サイズ 42x34mm



コイル固定金具 E

品番：MS50-010

横縦：半丸 43x36mm

ケーブル類



コイル延長ケーブル

品番：3703-00

長さ：2m

その他



フットスイッチ

品番：9525-01

ケーブル長：2m



空冷ユニット

品番：1618

※エアークールドコイル用

※本カタログの記載内容は2018年10月現在のものです。本内容は予告なく変更する場合があります。

外国製造業者 英国 The Magstim Company Limited

製造販売業者

 株式会社 ミユキ技研

本 社 〒113-0033 文京区本郷3丁目18番14号 本郷ダイヤビル6階

TEL. 03(3818)8631 FAX.03(3818)8632

西日本営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館3F

TEL : 06(6350)0775

<http://www.miyuki-net.co.jp/>