



# recoveriX<sup>®</sup>

## MOTOR-RECOVERY NEUROTECHNOLOGY

### recoveriX システム [6400]



※開発段階のイメージです。実際の構成とは異なる可能性があります。

recoveriX システムは、トレーニング・分類生成・仮想現実ニューロフィードバック、機能的筋肉刺激の実施に必要な全てのコンポーネントを含んでいます。


定評のあるアクティブ電極により素早いセットアップを可能にし、被験者への日々の使用にとても簡単なシステムです。

<構成>


recoveriX システム	一式
(内訳)	
・ recoveriX software	・・・ 1
・ g.USBamp	・・・ 1
・ g.SCARABEO 16 bundle	・・・ 1
・ g.GAMMAbox for 16 channels, DC	・・・ 1
・ g.USBampGAMMAconnector	・・・ 1
・ USB subject display	・・・ 1
・ g.Estim FES	・・・ 2
・ g.GAMMAgel	・・・ 3
・ business notebook	・・・ 1

<概要>

このシステムには、16chEEG システム、recoveriX ソフトウェアの入ったのコンピュータ、指示や 3D フィードバック用の被験者モニタ、そして recoveriX ソフトウェア経由で制御される電気筋肉刺激装置から成ります。データ処理、信号分析、ニューロフィードバック生成のための分類計算や筋肉刺激など、全てのステップは自動化されおり、システムを簡単に使用することができます。



検者用モニタ



被検者用モニタ

製造販売元

 株式会社 ミユキ技研

本社

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目18番14号  
本郷ダイヤビル6階  
TEL. 03(3818)8631 FAX.03(3818)8632  
<http://www.miyuki-net.co.jp/>

